

Triangle Audiometro Portatile per lo Screening



- · Audiometria a toni puri automatica e manuale in VA
- Licenza di via ossea (VO)con mascheramento
- · Batteria agli ioni di litio e design portatile
- · Display touch screen e memoria interna

L'orchestra perfetta La linea completa per ORL e Audioprotesisti





____ Triangle è un audiometro di screening portatile a batteria, in grado di eseguire esami audiometrici automatici e manuali a toni puri in conduzione aerea e, con licenza opzionale, in conduzione ossea.

LOSTATODELL'ARTE

Triangolo rappresenta lo stato dell'arte tra gli strumenti di screening:

- · L'unico con un display grafico con touchscreen capacitivo
- · L'unico con batteria al litio ricaricabile
- L'unica con conduzione ossea con mascheramento
- · ...e l'unico con un sorprendente design italiano!

UN DISPOSITIVO AGGIORNABILE

La versione base di Triangle offre un'audiometria a toni puri manuale e automatica in conduzione pneumatica, con un range di test da 125Hza 8kHz. È possibile aggiornare in qualsiasi momento il vostro Triangle con le seguenti licenze opzionali:

Licenza di conduzione ossea

Per condurre l'audiometria a tono puro nella conduzioneossea e per consentire segnali di mascheramento.

Licenza di connettività al computer

Per trasferire i risultati degli esami nella bancadati del Maestro o di Noah

TEST AUTOMATICI

L'audiometria automatica a toni puri può essere eseguita scegliendo tra tre diversi protocolli:

- · Hughson-Westlake
- Ricercarapida
- · Intensità fissa













Oltre alla tecnica Hughson-Westlake per la determinazione della soglia VA, l'utente può selezionare la Ricerca rapida per l'identificazione della soglia, che si basa sulla prima risposta a partire dal livello minimo selezionato, oppure optare per il metodo a intensità fissa, un test di screening di base condotto a un livello di intensità fisso.

SISTEMA PORTATILE

Leggero e compatto, Triangle è estremamente maneggevole e facilmente trasportabile anche grazie all'apposita custodia morbida in dotazione. La presenza di una batteria ricaricabile agli ioni di litio rende Triangle la scelta perfetta per i professionisti in movimento. Triangle è inoltre dotato di memoria interna per archiviare gli esami di un massimo di 100pazienti.

SPECIFICHE TECNICHE

Intensità	VA: da -10 a 100dB HL
	VO:da -10 a 60 dB HL
Gamma di frequenze	125-8000Hz
Ingresso	Tono, warble
Mascheramento	(opzionale con licenza "Connettività
Ossea"): NBN, WN	
Uscita	VAL+R(cuffie DD45oDD65,cuffie insert), VO(opz.)
	Microfono incorporato
Display	LCDTFTacolori grafico a colori, touchscreen
	capacitivo
	Diagonale 2,8", 43,2 mm x 57,6 mm
	240 x 320 x RGB
	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Batteria di test	Audiometria manuale a toni puri
	Audiometria a toni puri automatica (algoritmi
	disponibili: Hughson-Westlake, ricerca rapi-
	da, intensità fissa)
Memorizzazione dei dati Memoria interna per 100pazienti	
Lingua	Interfaccia multilingue
	Collegamento USB senza driver (opz.)
Modalità funzionamento	. Stand-alone e possibilità di trasferire i dati al
	pc (opz.)
	Inventis Maestro (anche come modulo Noah)
Peso	425 a